

XL QUANTY

The new full body station

L'amincissement et le rajeunissement du corps complet, 10 technologies en 1 appareil! ^{FR}

*Afslanking en complete lichaam's verjongering,
10 technologieën in 1 apparaat!*



CRYOTHERAPY ❄️❄️❄️

+ 8 Technology

+ IR Camera Medical
Diagnostic

PUSH IMPACT

**Ondes de choc
Schokgolven**

**Vacuum endomassage
Radiofrequency Resistive**

**Thermocamera
Analisys Diagnostic**

**Diode Lipo-Lazer
Photobiostimulation LED**

Ultra Sound 3 mhz



- XL QUANTY -
La Plateforme CORPS par excellence !
Combinaison Intelligente de 10 technologies...


Cryothérapie, Lazer de lipolise, Radiofrequence, Warm up, Ultra sons, Ondes de choc, Endo-Massage palper-rouler, Photoquantique et Phonoquantique avec un diagnostique à la caméra infra rouge et un programme automatique...

Amincissement, Remodelage, Cicatrices jusqu'a hypertrophiques et vergetures,
perte de poids, Raffermissment, et rajeunissement du corps...
Tout en 1 !!!

Dispositif multifonctionnel utilisant la théorie quantique pour exercer une action de tonification et de remodelage sur les zones du corps. L'appareil est conçu pour structurer une véritable méthode de travail qui guide l'opérateur dans le choix du programme de traitement approprié et de la bonne application des différentes technologies en présence, au travers d'une phase préliminaire de CONTRÔLE et diagnostique.

Chaque programme est géré directement par l'appareil, ce qui indique le nombre de sessions à exécuter et les technologies à utiliser. La méthode de traitement comporte 3 phases de travail différentes, ce qui vous permet de traiter les inesthésmes de la zone de manière ciblée.

Les phases de travail sont: 1 °. PHASE Check-Up préparant le choix du traitement; 2. PHASE Ré-information, présente à chaque session, destinée à assurer la préparation de la zone à traiter avant de recevoir le traitement de dynamisme délivré lors de la 3ème. STAGE Dynamisation.



PHASE DE CONTRÔLE

Il fournit une analyse photothermique de la zone à traiter qui permet de détecter la distribution de la graisse sous-cutanée. Combiné au récit d'informations tiré de l'analyse de la zone, il confirme l'instétisme actuel et associe le programme de traitement approprié, divisé en plusieurs sessions gérées automatiquement par l'appareil.

PHASE DE RÉINFORMATION

Phase conçue pour induire une RE-INFORMATION (Lumineuse et Sonique) QUANTIQUE des Cellules et de leurs Mytochondrie. Celles-ci sont stimulés de deux manières différentes en fonction du type d'instétisme, destinée à assurer la préparation de la zone à traiter avant de recevoir le traitement

PHASE DE DYNAMISATION

Cette phase implique l'utilisation d'une pièce à main spécifique visant le résultat à atteindre

- Régénération - pièce à main fractionnée PUSH IMPACT servant aussi aux traitement cicatrices et vergetures
- Réduction - pièce à main cryo / warm UP
- Dynamisme - pièce à main endomassage palper rouler avec RF et lumino et pièce à main à ondes de choc
- Nutrition - pièce à main diathermique à effet endomassage
- Raffermissment – pièces à main RadioFréquence Emission résistive bipolaire et multipolaire 6 poles. Plus spécialement destiné au rajeunissement et à la reprise du relâchement cutané.

En plus du relâchement de la peau, la radio-fréquence est recommandée en cas de cellulite flasque, graisse localisée, cicatrices, vergetures et lésions dues à l'acné (dos). L'application est indiquée dans les traitements tels que : revitalisation, detoxification, tonification, minceur, anti-cellulite, liposuction et rajeunissement

Fabrication 100% européenne !!!



34.900€ htva

inclus formation théorique, clinique, pratique et marketing, + garantie professionnelle, + suivi et service technique + marketing Client final



- THERMOKINECTS - 5 types de Radio Fréquence VISAGE et CORPS avec émission résistive (Multipollar), capacitive (Monopolar) Rf fractionnelle et ledotherapie

**Une Technologie Amincissement, liposuccion non invasive et rajeunissement profond avec effets immédiats tout en un pour à peine
14900 €ht !!!**

Le thermokinects est utilisée pour traiter le visage et le corps ainsi que leurs imperfections. Avec ses 5 types de radio-fréquence combinée à la ledotherapie c'est une des techniques les plus modernes, efficaces et permnente pour lutter et traiter le relâchement des tissus, la cellulite et la graisse localisée tant sur le visage que sur le corps. Il permet de traiter les cicatrices post-acné, les cicatrices après intervention chirurgicale. Ses technologie de radio-fréquence Capacitive, Résistive, Fractionnée mise en Bi, Mono, et multipollaires sont basées sur l'émission de vagues qui traitent le tissu en induisant une oscillation moléculaire. Celle-ci produit une intense hyperthermie par friction. Ce mécanisme est créé par une résistance naturelle des tissus dû aux mouvements des électrons causés par un champ magnétique de radio-fréquence. Le résultat est proportionnel à la recurrence et au temps d'application. L'interdépendance est augmentée sur les zones où l'épaisseur du derme et de la graisse sous-cutanée est plus épais. (abdomen, cuisse et bras)

Ce dispositif de radio-fréquence est conçu avec diverses modalités de distributions de vagues électro-magnétiques pour garantir un résultat optimal.

Emission capacitive monopolaire (visage et corps). Plus spécialement destiné à la liposuccion non-invasive.

Emission résistive bipolaire et multipolaire 6 poles (visage et corps). Plus spécialement destiné au rajeunissement et à la reprise du relâchement cutané.

En plus du relâchement de la peau, la radio-fréquence est recommandée en cas de cellulite flasque, graisse localisée, cicatrices, vergetures et lésions dûes à l'acné.

L'application est indiquée dans les traitements tels que : revitalisation, detoxification, tonfication,minceur, anti-cellulite, désenbilisation et biensûr la liposuccion non invasive et le rajeunissement profond.



Fabrication 100% européenne !!!



(EU) 2022/2346 MDR 2017/745

ACCESSORIES	
BODY	RESISTIVE HANDPIECE CAPACITIVE HANDPIECE + kit CAPACITIVE ELECTRODS 80/70/60/50
FACE	RESISTIVE + multipollar HANDPIECE CAPACITIVE HANDPIECE + kit CAPACITIVE ELECTRODS 80/70/60/50 multipollar device
MASS- return plate (capacitive emission)	
PEDAL	

TECHNICAL DATA SHEET	
Input Voltage - Frequency	230 V - 50 Hz
Absorbed Power	150 VA
User Interface/Display	800x480 7" Wide Screen
Frequency	450 kHz
Handpiece max power	25 W Resistive 50 W Capacitive
Emission	Continuos/Pulsed
Emission signal control	Voltage and output current
Dimensions	50x40x20 cm
Weight	15 kg
Safety class	1 / BF

14900€ htva inclus formation théorique, clinique, pratique et marketing,+ garantie professionnelle, + suivi et service technique+marketing

**Ask for our Leasing/ Demandez nos Location achat /
Vraag naar onze leasing
10k = +-210 € p Mois/Maand**

**Sans acompte (seulement 2 mois) et valeur résiduelle la plus faible
du marché 5%**

**Geen aanbetaling (slechts 2 maanden) en de laagste restwaarde op
de markt 5%**

	PROFESSIONAL PRICE HTVA/EXBTW
-CRYOTHERAPY and WARM-UP® DEVICE FOR FACE AND BODY	€ 9.900
-RADIO FREQUENCY DEVICE FOR FACE AND BODY Multipollar , Bi pollar and Monopollar Resistive and Capacitive emission+ Luminotherapy+ Fractional rf	€ 14.900
-RADIO FREQUENCY DEVICE FOR FACE Bipolar face-handpiece with resistive emission (black and white display)	€ 5990
- PRESSURETHERAPY intelligente incl blood pressure controller- BOOT 8 SECTORS - DISPLAY 7" COLOR Boot with 8 sectors (option Vest 1190)	€ 7.990
- BOOT 8 SECTORS a part Boot with 8 sectors	€ 1.855
- FACE DEVICE ultrasonic peeling AND ELECTROPORATION	€ 4.490
- FACE DEVICE Ultra sonic Peeling	€ 2.590
- ELECTROPORATOR- Mesoporation transdermic vehiculation	€ 3.390
- MICRODERMABRASION DEVICE WITH DIAMOND TIPS	€ 4.590
- FACE COMPLEX FOUR 4 FUNCTIONS- MesoporationTransdermic vehiculation-Microdermabrasion- Radiofrequency -Ultrasonic Peeling	€ 8.990
- REDUCTA – Ultrasound with 2 handpieces 1 Mhz and 4 plates 1 Mhz	€ 8.900
- XL QUANTY® body station 10 technology incl cryo + thermo Cam	€ 34.900
- Lazer diode VCSeI® HAIR REMOVAL+ SR (10 face and body care) DIODE LASER 808nm + cold system handpiece (2 model Big or small for transport)	€ 29.900



- Drainage Lymphatique - PRESSOTHERAPIE Intelligente pantalon avec 8 +2 secteurs + Gilet et Bracelet 6 secteurs appareil de controle de pression sanguine inclus

Equipement de pressomassage de nouvelle génération conçu pour le marché de l'esthétique professionnelle et médical. Grâce à un ensemble d'informations données par le client, et aux données recueillies par son tensiomètre inclus, il est capable de formuler des programmes spécifiques adaptés au type de défaut en question, sans risque potentiel d'effectuer des traitements inutiles ou dangereux pour le bien-être du client.

Il est capable de reproduire, par l'action combinée des différents secteurs, les différents types de massage de drainage lymphatique, Vodder, Drainage lymphatique manuel de massage tonifiant, et la cellulite à différents stades.

La machine est équipée de 20 programmes basés sur la combinaison de pressions et d'alternances de gonflage de secteurs différents afin de simuler différents types de massage. C'est la méthode ad-hoc pour faciliter l'utilisation de la machine même aux opérateurs inexpérimentés.

Le dispositif agit pour améliorer la circulation lymphatique et favoriser le drainage des fluides et des toxines; Par le biais de paramètres prédéfinis tels que la pression de gonflage-déflation, la durée et le temps du traitement, vous pouvez choisir le type de traitement ciblé du défaut actuel.

Permet, si l'opérateur souhaite, de modifier la pression de différents secteurs au cours du traitement, sans compromettre la sécurité du client ni de la machine. Il est évident que l'augmentation de la pression exercée par divers secteurs, proportionnelle aux besoins, peut atteindre un maximum calculé en fonction de la pression minimale ou diastolique (5% de moins que le minimum).

Il est équipé d'un sac spécial multi-poches pour être placé sur la table de soins et accueillir les parties gonflables lorsqu'il n'est pas utilisé. La table de massage reste ainsi accessible et utilisable pour vos autres soins. La combinaison de haute qualité lavable et désinfectable (grise argent ou noire) est composée de bandes "velcro" qui permettent d'ajuster la position en fonction de la taille et du poids du client.

- réduction de la cellulite, traitements de l'éléphantiasie
- Réduction des amas graisseux localisés et disséminés sur les jambes, le fessier et l'abdomen
- réduction de l'œdème et du lymphœdème;
- amélioration de la circulation micro-périphérique
- régénération des jambes, rééducation circulatoire



ACCESSOIRES FICHE TECHNIQUE

2 bottes avec 2 secteurs indépendants,

2 jambes avec 4 secteurs indépendants, + 1 (Gilet en option 1.190 €) CABLE CONNEXION CABLE + BOUTON DE SÉCURITÉ + SPHYGMOMANOMÈTRE avec BOUTON DE SÉCURITÉ CABLE DE CONNEXION

1 bande ajustable avec 2 secteurs indépendants pour le traitement des hanches et des fesses. 8 secteurs Tension d'entrée - Fréquence 230 V - 50 Hz

Puissance absorbée 250 VA

Interface utilisateur / Affichage 800x480 Grand écran 7 "

Pression 1-100mmHg

Canaux de sortie 8 (optionnel 6-10)

Emission Continue

Programmes 20

Dimensions 50x40x20 cm

Poids 11 kg

7.990€ htva

inclus formation théorique, clinique, pratique et marketing, + garantie professionnelle, + suivi et service technique + marketing Client final



-DIODE LASER VCsel® -
Système d'Épilation permanente et 10 soins visages à Froid "In Motion"
de toute dernière génération
 System Vertical Bar VCsel® breveté pour pièce à main "à vie"

Dispositif pour une épilation permanente au laser zéro ressenti et 6 soins visages, créé et construit pour un usage en milieu esthétique professionnel et médical, ultra performant dans le traitement des épilations poils clairs (blonds et même roux) et peaux foncées grâce à un système d'impulsion laser filtré à 808nm en Vcsel. Le système permet une épilation en profondeur en utilisant des ondes imitant la lumière Pure rouge sans n'être plus du tout stoppé par la melanine de la peau, son eau et son sang de surface.

Triple système de refroidissement, Eau, Air et Surface de contact lentille refroidie en Pelletier. Les ondes en 808nm reconnaissent la cible sur la zone à traiter, elles vont diffuser une quantité d'énergies capables d'interagir directement avec le bulbe du poil, en photothermolise totalement sélective.

L'interaction entre le laser et le poil est essentiellement thermique. Le processus est connu comme "une sélection photo-thermique". L'appareil permet de configurer les paramètres des zones à traiter :

- Les parties du corps: visage et corps Plus de 18 Zones à traiter pré-programmées distinctes pour visage et le corps, programmable en 1 seul fois par client!
- Traitement de peau: I, II, III, IV, V métissé profond.
- Coloration du poil: roux, Blond, châtain clair, châtain foncé et noir. Protocole sanguin pour le poil blanc.
- Epaisseur du poil: fin, moyen ou épais pour influencer la durée d'impulsion jusqu'à 300ms la plus longue du marché pour des résultats de permanence et en un seul passage "In Motion" en travail continu ou Flash par flash!
- En fonction de la sélection des paramètres, le dispositif effectuera une sélection automatique mais adaptable des temps d'impulsion, fréquence, puissance et impulsion.
- En plus de l'épilation, grâce au brevet Vcsel il est le seul à vous proposer plus de 10 autres soins pour satisfaire votre clientèle élargir votre panel de traitement et mieux rentabiliser encore votre investissement: **Soins pigmentaire, Tache de Vieillesse, melasma, Chloasma, Masque de grossesse, Illumination, Acné, Couperose et Vascularisations, et traitement radical des onychomycose en pédicure.**

Certifié Fabrication 100% européenne sur garantie!!  **(EU) 2022/2346 MDR 2017/745**

ACCESSORIES	
Funnel, tube to load H2O	
Fitting tube Discharge H2O	
Pipe fitting for air Overflow H2O	
PEDAL	
Handpiece holder and fairlead	
Operator Glasses	
Customer Mask	

TECHNICAL DATA SHEET	
Voltage input	230 V - 50 Hz
Absorbed power	1500 VA
User interface / display	800x600 8" Wide Screen
laser class	4
Wavelength diode	808nm
Fluency single pulse	0-40J/cm ²
Duration single shot	10-300ms: 1 seul passage
Shot repetition frequency	0,5-10Hz ; jusqu'à 10 flash seconde
Shot power	40-100%
Operating mode	Singolo impulso/ Serie di impulsi
Power Diode Laser	1500 W
Issue Area	1,1 cm ²
Cooling tip - levels	4
Dimensions of the device	50x400x100 cm
Weight	45 kg
Safety class	1 / BF
29900€HTVA	
inclus formation théorique, clinique, pratique et marketing,+ garantie professionnelle, + suivi et service technique+marketing	

Diode Lazer HR808 Cold System

L'épilation permanente dernière technologie sans
ressenti! Et le rajeunissement visage par La thérapie
au laser à basse intensité...

*De nieuwste permanente ontharing zonder gevoel!
En gezicht vergoering
bij de Lasertherapie met
lage intensiteit...*

