



- THERMOKINECTS - 5 types de Radio Fréquence VISAGE et CORPS avec émission résistive (Multipollar), capacitive (Monopolar) Rf fractionnelle et ledotherapie

**Une Technologie Amincissement, liposuccion non invasive et rajeunissement profond avec effets immédiats tout en un pour à peine
14900 €ht !!!**

Le thermokinects est utilisée pour traiter le visage et le corps ainsi que leurs imperfections. Avec ses 5 types de radio-fréquence combinée à la ledotherapie c'est une des techniques les plus modernes, efficaces et permnente pour lutter et traiter le relâchement des tissus, la cellulite et la graisse localisée tant sur le visage que sur le corps. Il permet de traiter les cicatrices post-acné, les cicatrices après intervention chirurgicale. Ses technologie de radio-fréquence Capacitive, Résistive, Fractionnée mise en Bi, Mono, et multipollaires sont basées sur l'émission de vagues qui traitent le tissu en induisant une oscillation moléculaire. Celle-ci produit une intense hyperthermie par friction. Ce mécanisme est créé par une résistance naturelle des tissus dû aux mouvements des électrons causés par un champ magnétique de radio-fréquence. Le résultat est proportionnel à la recurrence et au temps d'application. L'interdépendance est augmentée sur les zones où l'épaisseur du derme et de la graisse sous-cutanée est plus épais. (abdomen, cuisse et bras)

Ce dispositif de radio-fréquence est conçu avec diverses modalités de distributions de vagues électro-magnétiques pour garantir un résultat optimal.

Emission capacitive monopolaire (visage et corps). Plus spécialement destiné à la liposuccion non-invasive.

Emission résistive bipolaire et multipolaire 6 poles (visage et corps). Plus spécialement destiné au rajeunissement et à la reprise du relâchement cutané.

En plus du relâchement de la peau, la radio-fréquence est recommandée en cas de cellulite flasque, graisse localisée, cicatrices, vergetures et lésions dûes à l'acné.



L'application est indiquée dans les traitements tels que : revitalisation, detoxification, tonfication,minceur, anti-cellulite, désenbilisation et biensûr la liposuccion non invasive et le rajeunissement profond.



Fabrication 100% européenne !!!



(EU) 2022/2346 MDR 2017/745

ACCESSORIES	
BODY	RESISTIVE HANDPIECE CAPACITIVE HANDPIECE + kit CAPACITIVE ELECTRODS 80/70/60/50
FACE	RESISTIVE + multipollar HANDPIECE CAPACITIVE HANDPIECE + kit CAPACITIVE ELECTRODS 80/70/60/50 multipollar device
MASS- return plate (capacitive emission)	
PEDAL	

TECHNICAL DATA SHEET	
Input Voltage - Frequency	230 V - 50 Hz
Absorbed Power	150 VA
User Interface/Display	800x480 7" Wide Screen
Frequency	450 kHz
Handpiece max power	25 W Resistive 50 W Capacitive
Emission	Continuos/Pulsed
Emission signal control	Voltage and output current
Dimensions	50x40x20 cm
Weight	15 kg
Safety class	1 / BF

14900€ htva inclus formation théorique, clinique, pratique et marketing,+ garantie professionnelle, + suivi et service technique+marketing